

Дорогі лікарі!

Компанія Global D постійно працює над розробкою та виготовленням продуктів, що мають на меті спростити та вдосконалити щоденну практику стоматолога-хірурга. Сьогодні раді повідомити Вам про появу в хірургічному арсеналі **In-Kone®** нової опції – надвисокого гвинта-заглушки (**DVCOC13**).

Користувачам імплантаційної системи **In-Kone®** вже добре відома опція високого гвинта-заглушки (DVCOC12), який є вищим від платформи імплантату на 1 мм і рекомендується для використання при субкрестальній імплантації.

Новий надвисокий гвинт-заглушка (**DVCOC13**) **виступає на 2 мм над шийкою імплантату** і тому ідеально **допомагає утримувати мембрани під час процедур НКР**.

Надвисокий гвинт-заглушка, так само як і високий, постачається **опційно**. Згодом нова версія гвинта-заглушки буде входити до пакування імплантату. Наразі до упакування кожного імплантату In-Kone® входить стандартний плаский гвинт-заглушка.

Нова опція **DVCOC13** вже наявна на наших складах продукції в Чернівцях, Києві та Одесі та доступна для замовлення!



Дякуємо Вам за плідну і цікаву співпрацю та за постійний інтерес до нашої продукції для імплантологічного лікування Ваших пацієнтів. Охоче відповімо на Ваші запитання щодо нового продукту та всіх інших продуктів нашого партнера - компанії Global D. Інформуватимемо Вас про всі останні новини і пропозицій для успіху Вашої практики!

З повагою, IMPLANTISS



IMPLANTISS
ІМПЛАНТАЦІЯ ТА РЕГЕНЕРАЦІЯ

м. Чернівці
вул.Руська, 245
+38 099 400 32 44

м. Київ
вул.Конювальця, 44-А
+38 073 400 32 44

м. Одеса
пр-кт Шевченка, 4Д
+38 096 000 32 44

info@implantiss.com
www.implantiss.com
+38 098 000 32 44