

DATE

		USURE MODEREE										USURE IMPORTANTE							A CHANGER		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DFCL-INIT	Foret pointeur Ø2																				
DFU1.5-2.4C	Foret pilote Ø1,5-2,4																				
DFU1.5-2.4L-17	Foret pilote Ø1,5-2,4 Long																				
DFKU2.7C	Foret Ø2,7																				
DFKU2.7L-17	Foret Ø2,7 Long																				
DFKU2.9C	Foret Ø2,9																				
DFKU2.9L-17	Foret Ø2,9 Long																				
DFKU3.2C	Foret Ø3,2																				
DFKU3.2L-17	Foret Ø3,2 Long																				
DFKU3.4C	Foret Ø3,4																				
DFKU3.4L-17	Foret Ø3,4 Long																				
DFKU3.7C	Foret Ø3,7																				
DFKU3.7L-17	Foret Ø3,7 Long																				
DFKU3.9C	Foret Ø3,9																				
DFKU3.9L-17	Foret Ø3,9 Long																				
DFKU4.2C	Foret Ø4,2																				
DFKU4.2L-17	Foret Ø4,2 Long																				
DFKU4.4C	Foret Ø4,4																				
DFKU4.4L-17	Foret Ø4,4 Long																				
DFKU4.7C	Foret Ø4,7																				
DFKU4.7L-17	Foret Ø4,7 Long																				
DFKU4.9C	Foret Ø4,9																				
DFKU4.9L-17	Foret Ø4,9 Long																				

Le suivi de l'utilisation des instruments est essentiel pour le succès de vos traitements implantaires. Les forets ULTIMATE sont réutilisables mais doivent être changés après 20 utilisations, quand leur capacité de coupe diminue ou s'ils sont endommagés.

Global D met donc à votre disposition cette fiche de suivi d'usure des forets à remplir de la manière indiquée ci-dessous :

- 1 passage de foret lors de la chirurgie = 1 croix
- 1 stérilisation = 1 croix