



USURE DES FORETS *tekka* Universal System®

Le suivi de l'utilisation des instruments est essentiel pour le succès de vos traitements implantaires. Les forets Tekka sont réutilisables mais doivent être changés après 20 utilisations, quand leur capacité de coupe diminue ou s'ils sont endommagés. Global D met donc à votre disposition cette fiche de suivi d'usure des forets à remplir de la manière indiquée ci-dessous :

- 1 passage de foret lors de la chirurgie = 1 croix
- 1 stérilisation = 1 croix

NB : Les forets terminaux sont destinés à un usage par patient et sont changés sur demande.

		USURE MODEREE										USURE IMPORTANTE							A CHANGER		
Référence	Désignation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DFRB1.9	FRAISE BOULE																				
DFU2C	FORET PILOTE POINTEUR Ø 2 MM COURT																				
DFU2L	FORET PILOTE POINTEUR Ø 2 MM COURT																				
DFU2-3C	FORET INTERMEDIAIRE ETAGE Ø 2-3 MM COURT																				
DFU2-3L	FORET INTERMEDIAIRE ETAGE Ø 2-3 MM LONG																				
DFU3-4C	FORET INTERMEDIAIRE ETAGE Ø 3-4 MM COURT																				
DFU3-4L	FORET INTERMEDIAIRE ETAGE Ø 3-4 MM LONG																				
DFU4-5C	FORET INTERMEDIAIRE ETAGE Ø 4-5 MM COURT																				
DFU4-5L	FORET INTERMEDIAIRE ETAGE Ø 4-5 MM LONG																				
DCCLIC-2	CLEF A CLIQUET	DEMONTÉ, NETTOYÉ ET SECHÉ AVANT CHAQUE PASSAGE EN STÉRILISATION																			